



### BLUE ANGEL - BLUE LIGHT

- Safe and effective medical grade certification
- Mobility Interface
- Dynamic Light Continuous Constant Light / Pulse Light
- Automatic Power-off Protection



# BEAUTY CODE

TGI PORTABLE LIGHT THERAPY DEVICE - BEAUTY CODE SERIES

ジョイントリンク株式会社  
03-3866-8916 (担当:松永)  
(matsunaga@jointlink.co.jp)



## Benefits

to the following skin conditions

Oily Skin

Acne

Sensitive

Enlarged Pores



## Recommended!

Daily skincare procedure

Day

Wash Face

Apply Toner

Skincare Products

Apply Sunscreen



Cleansing

Wash Face

Apply Toner

Apply Essence

Night

BEAUTY CODE tGi

Skincare Products

TGI PORTABLE LIGHT THERAPY DEVICE - BEAUTY CODE SERIES  
Seller :



Ministry of health and welfare  
medical equipment GMP  
certificate from Taiwan



GMP Medical equipment  
identified by Ministry of Health  
and Welfare (MOHW)



ISO9001:2008 quality certificate  
ISO13485:2003 quality certificate



CE  
European certificate

## LED の 5 つの光で美肌トリートメントまとめ

LED のカラー別の美容効果は以下です。

- 赤色は肌に潤いと弾力を
- 黄色は肌質を正常に整える
- 緑色は色素沈着に効果的
- 青色はニキビ予防と肌のキメを整える
- 白色はアンチエイジングに効果的

BEAUTY CODE (BLUE ANGEL BLUE LIGHT)； 青色 LED の波長は、405nm。

[効果]

LED の青色の光は、特に**ニキビ肌の方にオススメ**。

青色の光には、ニキビの原因菌であるアクネ菌を殺菌する効果があります。  
アクネ菌には、活性酸素を大量に発生させる「ポルフィリン」という物質があります。

ポルフィリンに青色の光が反応することで、アクネ菌内に活性酸素が大量に発生し、酸化することでアクネ菌自体が死滅するのです。

その結果、**アクネ菌の数が減少**するため、**ニキビのできにくい肌質**になるのです。

さらに青色の光には、皮脂腺を収縮させる作用も。過剰に分泌する皮脂を抑え、毛穴を収縮させる効果があります。

**毛穴を収縮させることで、肌のキメを整え、陶器のような肌を手に入れることができます。**

近年は、この青色の光と薬剤の相乗効果で、手軽で安価にできるホワイトニングとして、エステや歯科業界で取り入れられています。

注意：使用時には、青色 LED の目への影響を抑えるために付属のゴーグル着用が必要。

但し、機器は肌に 10mm 程度に近づくことで強発光する安全機能（センサー検知）を搭載しています。

### 期待できる効果

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| ・ 殺菌（特にアクネ菌） | ・ ニキビ、ニキビ跡の治療                   |
| ・ 毛穴収縮       | ・ 皮脂の分泌を抑制する                    |
| ・ 肌の再生を促す    | ・ 肌のキメを整える      [睡眠障害の改善、うつの改善] |

機器のデザインを含めて ODM/OEM 供給を致します。LED 色の波長を含めてカスタム対応可能です。  
是非、ご相談ください。

**ジョイントリンク株式会社** 〒101-0031 東京都千代田区岩本町 1-4-4 神田第 4 パークビル 8F

<http://www.jointlink.co.jp> TEL 03-3866-8916 担当:松永 (matsunaga@jointlink.co.jp)